



Test kit, free chlorine, model CN-70F

Товар #: 1454201
RUB Цена: Свяжитесь с Хах
Позвоните, чтобы узнать дату доставки

Опасно



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Quickly and accurately measure free chlorine levels in the field or in the lab

Спецификации

Smallest increment:	0.02
	0.1
Вес с упаковкой:	2.5
Диапазон измерений:	0 - 3,4 мг/л Cl ₂
Количество тестов:	200
Наименование метода:	Color disc/DPD
Образец тестового набора:	CN-70F ²
Параметр:	Chlorine, low range - As free Cl ₂
Платформа:	Color Disc
Примечание:	*mg/L unless otherwise noted, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17.1 mg/L or 17.1 ppm.
Тип корпуса:	D