

Nitrate test kit, model NI-11

Товар #: 146803
RUB Цена: Свяжитесь с Хах
Доступно

One of Hach's most popular test kits, it uses the simple, low-cost color disc method.

One of Hach's most popular test kits

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Achieve fast results with an easy-to-carry test kit

Спецификации

Smallest increment:	1.0
Вес с упаковкой:	1
Диапазон измерений:	0 - 40 мг/л NO ₃ ⁻ -N
Количество тестов:	100
Модель:	NI-11
Наименование метода:	Color disc/ Cadmium reduction
Образец тестового набора:	NI-11**
Параметр:	Nitrogen, Nitrate - As NO ₃ ⁻ -N
Платформа:	Color Disc
Тип корпуса:	B