




Be Right™



## Test tube, rack, polyethylene, 13 mm (O.D.), 90 holes

Товар #: 2497900  
RUB Цена: Свяжитесь с Хах  
Доступно

Twenty to ninety-place rack features a special blend of polypropylene which sinks in water, assuring non-floating racks when immersed. Autoclavable. Stackable and autoclavable. Overall dimensions: 24.6 x 10.7 x 6.4 cm (9.7 x 4.2 x 2.5").

### Спецификации

Диаметр:	13 mm
Объем / Размер упаковки:	1 each
Расположение пробирок:	6 x 15
Ячейки для пробирок:	90