

Cylinder, graduated, mixing, glass, 25 mL \pm 0.3 mL, 0.5 mL divisions, glass stopper #13

Товар #: 189640
RUB Цена: Свяжитесь с Хах
Доступно

Scale is durable white ceramic enamel. Designed to meet ASTM Specification E1272, Style 2 (Class B). Includes glass stopper.

Спецификации

Емкость:	25 mL
Материал корпуса (датчик):	Glass
Метод измерения:	To Contain
Объем / Размер упаковки:	1 each
Сертификаты:	Class B
Тип:	Single Metric, Mixing