

## Cylinder, graduated, 250 mL +- 1.4 mL, 2.0 mL divisions (white markings)

Товар #: 50846  
RUB Цена: Свяжитесь с Хах  
Доступно

Calibrated "to deliver" glass cylinder. Single metric scale in durable white markings. Bumper guards included for all sizes  $\geq 25$  mL.

---

### Спецификации

Емкость:	250 mL
Материал корпуса (датчик):	Glass
Метод измерения:	To Contain
Объем / Размер упаковки:	1 each
Сертификаты:	Class B
Тип:	Single Metric