

эталонный раствор ОВП, 600 мВ, 500 мл

Товар #:	25M2A1002-115
RUB Цена:	Связаться с Хах
Доступно	

Буферный раствор продается в перепломбируемых пластиковых бутылках.

Эталонный раствор ОВП для калибровки датчика ОВП (в перепломбируемых пластиковых бутылках).

Спецификации

Диапазон измерений:	600 mV
Инструмент:	Digital Differential ORP
Объем:	500 mL
Параметр:	ORP
Срок службы:	5 months