

Кондуктометрическая ячейка 5398 с Pt1000, C=0,3, 80°C, MP-5, PG 13,5

Товар #: LZU5398.97.0002
RUB Цена: Связаться с Хах

Кондуктометрическая ячейка 5398 с Pt1000, C=0,3, 80°C, MP-5, PG 13,5

Спецификации

Диаметр:	12 mm
Диапазон измерений:	0.50 - 80.000 мг/л (мкСм/см)
Диапазон температур:	Pt 1000
Длина:	110 mm
Кабельное соединение:	MP-5
Материал корпуса:	Измерительная ячейка: титан
Температурная компенсация:	0 - 80 °C