

Кюветный тест для определения никеля 0,1–6,0 мг/л Ni

Товар #: LCK337 Опасно
RUB Цена: Связаться с Хах

Кюветные тесты LCK: минимум реагентов, максимум безопасности.

Предварительно дозированные реагенты для обеспечения максимального уровня безопасности. Удобно использовать и выполнять фотометрические измерения. Поставляется в упаковке со всем необходимым. Не оказывает негативного воздействия на окружающую среду по причине использования меньшего количества химических веществ.

Точные и надежные результаты измерения

Максимум безопасности для пользователей благодаря закрытой системе и минимальному количеству реагентов

Удобное и безошибочное дозирование реагентов

Этикетка со штрихкодом для автоматического распознавания в фотометре

Различие между тестами и диапазонами измерения за счет цветной маркировки

Спецификации

Диапазон измерений:	0,1 - 6,0 мг/л Ni
Количество тестов:	25
Наименование метода:	DIN 38406-E11
Параметр:	Никель
Платформа:	LCK
Соответствует требованиям ЕРА:	отсутствует
Специальные указания:	Для гидролиза общего никеля используйте комплект реактивов LCW902 CRACK SET.
Срок службы:	24 Месяцев с даты изготовления
Требуется разложение:	Да, для общего никеля
Условия хранения:	15 - 25 °C