

Кюветный тест для определения магния 0,5–50мг/л Mg

Товар #: LCK326
RUB Цена: Связаться с Хах

Кюветные тесты LCK: минимум реагентов, максимум безопасности.

Предварительно дозированные реагенты для обеспечения максимального уровня безопасности. Удобно использовать и выполнять фотометрические измерения. Поставляется в упаковке со всем необходимым. Не оказывает негативного воздействия на окружающую среду по причине использования меньшего количества химических веществ.

Точные и надежные результаты измерения

Максимум безопасности для пользователей благодаря закрытой системе и минимальному количеству реагентов

Удобное и безошибочное дозирование реагентов

Этикетка со штрихкодом для автоматического распознавания в фотометре

Различие между тестами и диапазонами измерения за счет цветной маркировки

Спецификации

Диапазон измерений:	0,5 - 50 мг/л Mg
Количество тестов:	25
Наименование метода:	Металлофталеин
Параметр:	Магний
Платформа:	LCK
Соответствует требованиям ЕРА:	отсутствует
Срок службы:	24 Месяцев с даты изготовления
Условия хранения:	15 - 25 °С