

Кюветный тест для ООУ (метод продувки) 3–30мг/л С

Товар #: LCK385 Опасно
RUB Цена: Связаться с Хах

Кюветные тесты LCK: минимум реагентов, максимум безопасности.

Предварительно дозированные реагенты для обеспечения максимального уровня безопасности. Удобно использовать и выполнять фотометрические измерения. Поставляется в упаковке со всем необходимым. Официально одобрено для допустимых пределов содержания примесей. Не оказывает негативного воздействия на окружающую среду по причине использования меньшего количества химических веществ.

Точные и надежные результаты измерения

Максимум безопасности для пользователей благодаря закрытой системе и минимальному количеству реагентов

Удобное и безошибочное дозирование реагентов

Этикетка со штрихкодом для автоматического распознавания в фотометре

Различие между тестами и диапазонами измерения за счет цветной маркировки

Спецификации

Диапазон измерений:	3 - 30 мг/л С
Количество тестов:	25
Наименование метода:	EN 1484, DIN 38409-H3
Описание:	Общий органический углерод
Параметр:	ООУ
Платформа:	LCK
Соответствует требованиям ЕРА:	отсутствует
Срок службы:	12 Месяцев с даты изготовления
Стандартный метод:	EN 1484
Требуется разложение:	Да
Условия хранения:	2 - 8 °С (хранить в прохладном месте)