

ADDISTA Многопараметровый стандартный раствор

Товар #: LCA703
RUB Цена: Связаться с Хах

Система для аналитического обеспечения качества (АQA), состоящая из одного комбинированного стандарта/раствора добавок и двух растворов для независимого повторного тестирования.

Применимо для кюветных тестов

- Ортофосфат LCK049, 1,6–30 мг/л PO₄-P
- ХПК LCK114, 150–1000 мг/л O₂
- ХПК LCI400, 0–1000 мг/л O₂
- Аммоний LCK303, 2–47 мг/л NH₄-N
- Хлорид LCK311, 1–70 мг/л Cl
- Нитрат LCK339, 0,23–13,5 мг/л NO₃-N
- Фосфат LCK350 (орто), 2–20 мг/л PO₄-P
- Сульфат LCK353, 150–900 мг/л SO₄
- ТОС LCK386, 30–300 мг/л C

Спецификации

Описание:	ADDISTA многопараметровый стандартный раствор
Платформа:	LCA
Срок службы:	19 Месяцев с даты изготовления
Условия хранения:	2 - 8 °C (хранить в прохладном месте)