

Кюветный тест для определения общего и ортофосфата 0,5–5,0 мг/л PO₄-P

Товар #:

LCK348

Опасно

RUB Цена:

Связаться с Хах

Кюветные тесты LCK: минимум реагентов, максимум безопасности.

Предварительно дозированные реагенты для обеспечения максимального уровня безопасности. Удобно использовать и выполнять фотометрические измерения. Поставляется в упаковке со всем необходимым. Официально одобрено для допустимых пределов содержания примесей. Не оказывает негативного воздействия на окружающую среду по причине использования меньшего количества химических веществ.

Точные и надежные результаты измерения

Максимум безопасности для пользователей благодаря закрытой системе и минимальному количеству реагентов

Удобное и безошибочное дозирование реагентов

Этикетка со штрихкодом для автоматического распознавания в фотометре

Различие между тестами и диапазонами измерения за счет цветной маркировки

Спецификации

Диапазон измерений:	0.5 - 5.0 мг/л PO ₄ -P
Количество тестов:	25
Наименование метода:	ISO 6878_2004, DIN EN 6878 / D11
Описание:	Орто/общий фосфат
Параметр:	Фосфат, орто + общий
Платформа:	LCK
Соответствует требованиям ЕРА:	отсутствует
Срок службы:	23 Месяцев с даты изготовления
Стандартный метод:	EN ISO 6878
Требуется разложение:	для общего P
Условия хранения:	15 - 25 °C