

ORBISPHERE 3650/111 Портативный анализатор для растворенного кислорода

Товар #: 3650/111
RUB Цена: Связаться с Хах

Инструмент, сконструированный для использования совместно с высококачественным датчиком кислорода ORBISPHERE, обеспечивает точное и быстрое измерение концентрации растворенного газа.

Портативный инструмент предназначен для эксплуатации в агрессивной среде на производстве напитков, но может использоваться также в лабораториях и при контроле качества. Устройство также можно использовать в различных целях в сферах электроснабжения, электроники и биотехнологий.

Измерение следов с точностью до 1 миллиардной доли

Очень быстрое получение первых результатов — менее 3 минут от насыщения газом до достижения концентрации 2 миллиардных долей

Не требуется подготавливать образец

Спецификации

Phase Type:	Liquid phase
Region:	Global
Длина:	220 mm
Размеры (В x Ш x Г):	150 mm x 115 mm x 220 mm
Разрешение:	application bewerage (1 ppb)
Разрешение дисплея:	миллионных долей/миллиардных долей или только миллионных долей 0.001 ppb 1 миллионных долей
Температура пробы:	(от -5 до 60 °C)(23 - 140 °F)