

Система предупредительной диагностики Prognosys

Товар #: LZY885.99.00001

RUB Цена: Связаться с Хак

Не допускайте непредвиденных ситуаций при сервисном обслуживании

Prognosys — это система предупредительной диагностики, которая позволяет планировать обслуживание датчика, информируя о текущем состоянии. Вы будете точно знать, с чем связаны изменения показаний: с изменениями в работе прибора или с изменениями качества воды.

Система Prognosys работает на платформе SC1000. С помощью двух индикаторов система отображает состояние каждого подключенного прибора с поддержкой Prognosys. Индикаторы предоставляют всю информацию, необходимую для того, чтобы запланировать профилактическое техническое обслуживание и избежать непредвиденных чрезвычайных ситуаций. Индикатор измерений следит за компонентами прибора и использует полученную информацию для оповещения пользователя о грядущих потребностях прибора до того, как точность измерений станет сомнительной. Сервисный индикатор следит за тем, сколько дней осталось до того, как прибору потребуется обслуживание.

Уверенность в результатах измерений

Система Prognosys следит за функционированием прибора и отправляет пользователю предупреждения до того, как точность измерений станет сомнительной, способствуя таким образом более надежной работе.

Оповещение о необходимых работах по техническому обслуживанию

Prognosys сообщает о предстоящих работах по техническому обслуживанию, способствуя эффективному планированию и позволяя избегать непредвиденных простоев прибора.

Мгновенное оповещение о состоянии прибора

Prognosys отображает информацию, позволяющую определить, с чем связаны изменения показаний: с изменениями в работе прибора или с изменениями качества воды.

Спецификации

Region:	EU
Совместимость с контроллерами:	SC1000
Совместимые приборы:	sc1000
Требования к системе:	Цифровой контроллер SC1000, версия программного обеспечения 3.32 или более поздняя
	Модуль RTC, версия 2.05 или более поздняя
	ИЛИ
	Сетевая карта Prognosys, версия 1.02 или более поздняя

В настоящее время все системы RTC, анализаторы 5500 sc, Polymetron 9610 sc и 9611 sc, а также система Mobile Sensor Management оснащены технологией Prognosys