



Be Right™



Кюветный тест для определения алюминия 0,1–4,0 мг/л Al

Товар #:

LCK432

Опасно

RUB Цена:

Связаться с Хах



Кюветные тесты LCK: минимум реагентов, максимум безопасности.

Готовы к использованию. Максимальный уровень безопасности. Простота в обращении. Система фотометрического измерения. Не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

Точные и надежные результаты измерения

Максимум безопасности для пользователей благодаря закрытой системе и минимальному количеству реагентов

Удобное и безошибочное дозирование реагентов

Этикетка со штрихкодом для автоматического распознавания в фотометре

Различие между тестами и диапазонами измерения за счет цветной маркировки

Спецификации

Диапазон измерений:	0.1 - 4.0 мг/л
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Количество тестов:	25
Наименование метода:	Метиленовый синий (МВА)
Описание:	Sodium Dodecylbenzene Sulphonate
Параметр:	ПАВ, анионные
Платформа:	LCK
Срок службы:	18 Месяцев с даты изготовления
Стандартный метод:	ISO 7875-1
Условия хранения:	15 - 25 °C